

Totes les mostres s'enviaran al laboratori **perfectament envasades i identificades**.

Es recomana prendre la mostra dels animals que presentin simptomatologia i si es possible que no estiguin medicats, el més ràpid possible des de la mort o sacrifici de l'animal i amb la màxima higiene possible.

Adjuntar sempre **la fulla de sol·licitud** d'anàlisi, disponible també a la web, amb la màxima informació possible (client, explotació, contacte, anàlisi sol·licitat).

Les mostres han d'enviar-se en les millor condicions de manteniment depenent de cada tipus d'estudi (**refrigeració, congelació...**) i realitzar l'enviament el més aviat possible (**24-48h**).

Per qualsevol tipus de mostra que no estigui descrita a continuació, recomanem que es fiquin en contacte amb el laboratori.

Hisops nasofaringes

- Recomanacions per a la presa de mostres: Introduir el hisops directament en la cavitat nasal, raspant suaument contra les parets, evitant arrossegar mucus en la presa de mostra.
- Ús de hisops amb medi de transport específic segons tècnica d'anàlisi
Ex. Tipus AMIES o STUART per anàlisi bacteriològics i medis líquids o hisops sense medi per Biologia molecular.
- Es necessari evitar la congelació de les mostres, se conservaran y enviaran refrigerades 6-8°C.
- Utilitzar aquesta tècnica únicament en cas de dificultat en l'enviament dels òrgans.

Cadàvers / Visceres

- Recomanacions per a la presa de mostres: evitar l'enviament de mostres autolítiques. Quan l'enviament no pugui realitzar-se de manera immediata o per animals grans, seria recomanable realitzar la necròpsia en camp i la selecció de les vísceres, anotant les lesions observades. Les mostres sempre han de ser d'animals No medicats.
- Les mostres s'enviaran en envasos estèrils i perfectament precintats.
- És imprescindible evitar barrejar vísceres, cada òrgan o mostra ha de tenir el seu propi envàs.
- Enviar mostres representatives, senceres, no porcions i en perfecte estat de conservació.
 - En el cas d'estudis respiratoris es recomana enviar des de la base de la llengua inclús amb les tonsil·les palatines, laringe, tràquea, pulmons i cor.
 - **intestins** és necessari lligar el extrems per tal d'evitar pèrdues de contingut intestinal o contaminacions.
- Quantitat mínima recomanada: en funció de les possibilitats s'enviaran les vísceres senceres o prendre mostres dels òrgans lesionats.
- És necessari evitar la congelació de les mostres se conservaran i enviaran refrigerades 6-8°C.

Líquid pericardi

- Recomanacions per la presa de mostres: les mostres s'han de recollir amb guants d'un sol ús evitant qualsevol tipus de contaminació.
- Es recomana l'ús de tubs estèrils i lliures de qualsevol tipus de conservant.
- El volum mínim de mostra recomanada es de 1ml.
- Es necessari evitar la congelació de les mostres, es conservaran y enviaran refrigerades.

Fluids Orals

- Recomanacions per la presa de mostres: L'extracció ha de realitzar-se de manera asèptica i ràpida. Col·locar les cordes en una zona neta, a la alçada de la creu i repartides per tota la explotació (1 corda/ 20-15 animals).
- El temps d'exposició per a la presa de mostres ha de ser entre 20-30 minuts aprox.
- Ús de material estèril per realitzar la presa de mostra (**sol·licitar Kit al laboratori**).
- El volum mínim de mostres recomanat es de 10mL.
- Transport ràpid, menys de 24hores des de la presa de mostra, refrigerat entre 4-8°C i protegit dels cops.